

A close-up photograph of a patient's hand holding a white, handheld medical device. The device has several buttons with icons: a red button with a plus sign and a stethoscope, a yellow button with a lightbulb, a yellow button with a wheelchair, and two grey buttons with arrows. The patient is wearing a blue and white striped hospital gown.

Entscheidende Vorteile

- Ergonomisches Design
- Einfache und intuitive Bedienung
- Vollständig überwacht
- Antibakterieller Schutz

Das Patientenhandgerät

Das EZ CARE-Patientenhandgerät bietet höchste Sicherheit bei größtem Bedienkomfort. Viele Zusatzfunktionen machen den Aufenthalt so angenehm wie möglich und entlasten gleichzeitig das Pflegepersonal.

Große Gerätevielfalt

Die große Auswahl an Patientenhandgeräten bietet für jede Anforderung die geeignete Lösung.

Von Geräten mit nur einer Ruf-taste bis zu Geräten mit zusätzlichen Ruf- und Steuerfunktionen für z. B. Serviceruf und Licht-, Rollo-, Fenster- oder Radio- und TV-Steuerung, sind die Geräte übersichtlich gestaltet und durch das ergonomische Design einfach und leicht zu bedienen.

Das integrierte Findelicht in Ruf- und Lichttaste und die fühlbare Struktur der Folientastatur erleichtert die Bedienung und hilft bei der Orientierung auch bei Dunkelheit.

Integrierte Sprechfunktion

Das Pflegepersonal kann mit dem Patienten direkt sprechen, ohne vor Ort sein zu müssen. Dies erspart doppelte und dreifache Wege.

Der Patient kann zwischen Freisprechmodus und diskretem Sprechen wählen.

Im diskreten Modus wird das Handgerät wie ein normaler Telefonhörer benutzt, im Freisprechmodus hängt es entweder kopfüber vom Bettentrapez oder steckt im flexibel zu montierenden Köcher.

Sichere Steckverbindung

Das Patientenhandgerät ist mit einem abwurfsicheren Stecker ausgestattet, der sich bei zu hoher Zugbelastung aus der Buchse der Steckvorrichtung löst, bevor diese beschädigt wird. Bei versehentlich abgezogenem Stecker wird das Personal durch einen Steckerruf informiert.

Zudem wird das Patientenhandgerät permanent auf Funktionsfähigkeit überwacht.

Auf den Punkt gebracht ...

Das Patientenhandgerät ist perfekt auf die Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten. Im zeitlosen Design, mit klaren und übersichtlich angeordneten Bedienelementen, ist es ein unverzichtbarer Bestandteil am Patientenbett.



Die Merkmale auf einen Blick:

- Ergonomisches Design
- Große rote Ruftaste mit geschlechtsneutralem Symbol, integriertem Fintelicht und Beruhigungslampe
- Integrierter Lautsprecher und Mikrofon
- Diskretes oder lageabhängiges freies Sprechen
- Schalten und dimmen von Zimmer- und Bettenlicht
- Taste für Serviceruf
- Display für Funktionsanzeige
- Steuerung von Rollläden, Fenster und Radio / TV
- Lautstärkeregelung
- 3,5-mm-Standard-Kopfhöreranschluss
- Abwurfsicherer Stecker
- Wasserdichte Ausführungen in IP 67
- Unterschiedliche Kabellängen (3, 5 und 10 m)
- Vollständiger antibakterieller Schutz
- Vollständig überwacht
- Geeignet für Wischdesinfektion
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Nachhaltig und umweltschonend durch kostengünstige Ersatzteile

Reduziertes Infektionsrisiko

Das Patientenhandgerät, der Köcher sowie alle anderen Rufkomponenten im Patientenzimmer bestehen ausschließlich aus antibakteriellen Materialien und tragen so wesentlich zur Reduzierung des Infektionsrisikos bei.

Das ergonomische Design in Kombination mit der fühlbaren Struktur der Folientastatur und taktile Rückmeldung der einzelnen Tasten ermöglicht die sichere und einfache Bedienung.

... das richtige Handgerät ...

Ein großer Mehrwert ist die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Patientenhandgeräte. Sie sind auf die Bedürfnisse moderner Pflegeeinrichtungen zugeschnitten und bestehen durch ihre hohe Zuverlässigkeit.



Viele unterschiedliche Ausführungen

EZ CARE bietet eine Vielzahl von verschiedenen Patientenhandgeräten mit unterschiedlichen Tastenkombinationen und Kabellängen (3, 5, 10 m Standard). Je nach Anforderung der Einrichtung stehen Handgeräte mit oder ohne Sprechfunktion zur Verfügung.

Köcher & Befestigungsclips

Bei den Handgeräten mit Sprechen können Patienten zwischen freiem (im Köcher) und diskreten Sprechmodus wählen. Clips zur Befestigung an der Bettdecke verhindern ein Verrutschen des Handgerätes.



Vor Wasser geschützt

Alle Geräte sind mit einer einfach zu reinigenden Folientastatur ausgestattet. Wasserdichte Ausführungen (IP 67) für spezielle Anforderungen sind ebenfalls in der breiten Palette an Handgeräten enthalten.

Einfache Reparatur

Durch den alltäglichen Gebrauch beschädigte Geräte (z. B. Kabel defekt oder gebrochene Schale) können auf einfache Weise durch den Haustechniker vor Ort repariert werden. Dies ermöglicht Kosteneinsparungen, verlängert den Produktlebenszyklus und erhöht somit zusätzlich die Nachhaltigkeit.



... mit passendem Zubehör

Zum Anschluss der Patientenhandgeräte bietet EZ CARE ein breites Angebot an verschiedenen Steckvorrichtungen. EZ CARE kombiniert höchste Sicherheit mit einem hohen Maß an Flexibilität und Nachhaltigkeit.

Vielzahl an Steckvorrichtungen

Sowohl für den Einbau in handelsübliche Schalterdosen als auch für die Integration in medizinische Versorgungseinheiten – EZ CARE bietet die jeweils passende Steckvorrichtung. Nach dem Einstecken des Patientenhandgerätes erkennt die Steckvorrichtung automatisch, welche Ausführung des Handgerätes, z. B. mit oder ohne Sprechen, angeschlossen ist.



Modularer Aufbau

Das EZ CARE Baukastensystem ermöglicht den einfachen und kostengünstigen Austausch von einzelnen Komponenten eines Gerätes. So können Funktionsänderungen im laufenden Betrieb effizient durchgeführt werden.

Adapter für Medizinische Geräte

Zum Anschluss von Medizinischen Geräten kann die EN 60601-1 konforme Schnittstelle eingesetzt werden. Die elektrische Trennung schafft eine Barriere zum Schutz des Patienten.



Geprüfte Sicherheit

Der Patientenhandgeräte wurden von einer akkreditierten Stelle entsprechend der deutschen Norm DIN VDE 0834 für Rufanlagen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen geprüft und erfüllen diese in vollem Umfang.